

Procedura nr I - sporządzanie maści typu zawiesina z mocznikiem i kwasem salicylowym wykonywanej z wykorzystaniem moździerca:

1. Przygotować moździerz, pistel, kliszkę, zlewki, pudełko z tworzywa sztucznego (100 g).
2. Przygotować wszystkie substancje niezbędne do wykonania leku.
3. Odważyć 20 g kwasu salicylowego oraz 10 g parafiny ciekłej w wytarowanej zlewce.
4. Rozcierać kwas salicylowy w moździerzu z parafiną ciekłą przez 10 minut.
5. Odważyć 20 g mocznika oraz 10 g glicerolu w wytarowanej zlewce.
6. Przenieść mocznik do osobnego moździerza i rozcierać z glicerolem przez 10 minut.
7. Mieszaninę mocznika z cieczą lewigującą przenieść do moździerza z roztartym kwasem salicylowym, wymieszać, a następnie dodawać stopniowo podłoże - maść eucerynową podzieloną na 2 porcje.
8. Maść ucierać około 10 minut do uzyskania homogennego preparatu.
9. Zawartość moździerza przenieść do pudełka z tworzywa sztucznego.
10. Oznaczyć pomarańczową sygnaturą z odpisem recepty.
11. Dołączyć wzór sygnatury.